

Processeur Kanso®

Guide rapide

- ✓ Premiers pas
- ✓ Référence rapide



CP950

Hear now. And always



Cochlear®

À propos de


Le processeur Cochlear™ Kanso®
(modèle : CP950) fonctionne avec votre
implant Cochlear et transmet les sons à
votre oreille.



REMARQUE

Pour de plus amples informations et avertissements,
reportez-vous au *mode d'emploi du processeur Kanso*.

Processeur



Verrouillage et déverrouillage du cache-piles

Pour verrouiller le cache-piles, tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la fente se trouve en position horizontale.




VERROUILLÉ

Pour déverrouiller le cache-piles, tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la fente se trouve en position verticale.




DÉVERROUILLÉ


Remplacement des piles




1. Tournez la vis de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le cache-piles (sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller).



2. Pour ouvrir, faites glisser le cache-piles. Placez vos doigts de part et d'autre pour retirer le cache.



3. Insérez deux piles jetables zinc-air p675 haute puissance neuves, côté plat vers le haut.




4. Remplacez le cache-piles. Tournez la vis de verrouillage dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.

Sécuriser le processeur

Bouton/voyant
vers le haut

Compartiment
à piles vers
le bas




PRÉCAUTIONS

- Veillez à positionner correctement votre processeur. Ce dernier fournira ainsi des performances optimales et restera solidement fixé.
- Si vous possédez deux implants, veillez à utiliser chaque processeur avec l'implant correspondant.


Adaptation d'un coussinet SoftWear

Si vous ressentez une gêne, fixez un coussinet adhésif Cochlear SoftWear™ au dos du processeur.



Sécuriser le processeur

Vous pouvez fixer un cordon de sécurité Nucleus® pour éviter de perdre votre processeur.




Pincez la boucle, et faites-la passer dans un trou de fixation de la face externe vers le dos, passez la pince dans la boucle, puis serrez bien.

Mise en marche et arrêt

Appuyez sur le bouton pour **allumer** le processeur.

Pour **éteindre** le processeur, appuyez sur le bouton et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume en orange fixe.




REMARQUE

Le processeur s'éteint automatiquement s'il ne communique pas avec l'implant pendant deux minutes.

Changement de programme

Appuyez sur le bouton pour changer de programme.

Le nombre de bips ou de clignotements **verts** (selon la configuration choisie par votre régleur) indique le numéro du programme.



Diffusion d'un contenu audio

Appuyez sur le bouton


pendant 2 secondes pour diffuser les sources audio.

Appuyez à nouveau pendant 2 secondes puis relâchez

pour basculer sur la prochaine source audio.

Bleu : diffusion d'un contenu audio.

Appuyez brièvement sur le bouton pour arrêter la diffusion.







À chaque fois que vous appuyez sur le bouton du processeur pendant 2 secondes, vous faites défiler les sources audio disponibles dans l'ordre suivant :




APPUYER	BOUCLE À INDUCTION ACTIVÉE	PAS DE BOUCLE À INDUCTION
1	Boucle à induction	Accessoire sans fil 1
2	Accessoire sans fil 1	Accessoire sans fil 2
3	Accessoire sans fil 2	Accessoire sans fil 3
4...	Boucle à induction...	Accessoire sans fil 1...

Témoins lumineux

Utilisation quotidienne

TÉMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATION
	Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des sons en provenance des microphones (mode enfant uniquement).
	Mise en marche et changement de programme. Le nombre de clignotements indique le numéro du programme actuel.
	Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des sons en provenance d'une source audio (mode enfant uniquement).
	Arrêt du processeur.

Alertes

TÉMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATION
	Le processeur n'est pas sur votre tête (ou il est connecté au mauvais implant).
	Les piles du processeur sont faibles. Remplacez les piles.
	Panne. Contactez votre régleur. Reste allumé jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 770

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus et le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2017

D701260 ISS2

French translation of 552818 ISS2 JUN17