

Cochlear™

Guide de poche des processeurs de son Nucleus® CP910 et CP920

- ✓ Premiers pas
- ✓ Référence rapide



Hear now. And always


Cochlear®

À propos de

Votre processeur de son Cochlear™ Nucleus® CP910 ou CP920 fonctionne avec votre implant cochléaire pour transférer des sons à votre oreille.

REMARQUE

Vous trouverez de plus amples informations et des avertissements dans le mode d'emploi des processeurs de son CP910 et CP920.



Processeur de son

Microphones et protections

Témoin lumineux

Bouton du haut

Bouton du bas

Coude

Numéro de série



Antenne

Aimant d'antenne

Câble d'antenne

Unité de traitement

Prise accessoires à brancher (CP910 uniquement)


Module standard de batterie rechargeable



À PROPOS DE

Verrouillage/ déverrouillage de la batterie

Verrouillez la batterie sur les unités de traitement CP910 ou CP920 pour éviter qu'elle ne se détache.




1
Ouvrez
précautionneusement
le cache de la prise
accessoires
(CP910 uniquement).


2
Tournez vers la gauche
pour verrouiller/vers la
droite pour
déverrouiller.

3
Fermez en appliquant
d'abord une pression
au niveau de la
charnière
(CP910 uniquement).

Assemblage/désassemblage de la batterie rechargeable



Désassemblage



Assemblage

Le processeur s'active automatiquement.




Recharge du module de batterie rechargeable



Inclinez et insérez le module de batterie dans le connecteur du chargeur de batteries Cochlear Nucleus. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

Connectez le chargeur de batteries à l'adaptateur secteur et branchez-le sur l'alimentation secteur.




TÉMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATION
 Orange permanent	Le module de batterie est en cours de recharge.
 Vert permanent	Le module de batterie est complètement rechargé.





Remplacement des piles jetables



Tournez la vis de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le cache piles verrouillable (sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller).



Pour ouvrir, faites glisser le cache piles.



Insérez deux piles jetables zinc-air p675 High Power neuves (ne pas utiliser de piles à l'oxyde d'argent ou alcalines), côté plat vers le haut.

Le processeur s'active automatiquement.

Mise en marche et arrêt


Connectez la batterie ou appuyez brièvement sur le bouton du bas pour activer le processeur.

Appuyez environ 2 secondes sur le bouton du bas pour désactiver le processeur.



Verrouillage des boutons du processeur

Appuyez simultanément sur les deux boutons et relâchez-les rapidement pour verrouiller ou déverrouiller les boutons. (Le témoin lumineux orange indique que les boutons sont verrouillés.)



Changement de programme

Appuyez brièvement sur le bouton du bas pour changer de programme.



Le nombre de bips ou de clignotements du témoin lumineux **vert** (selon la configuration effectuée par votre régleur) indique le numéro du programme.



Accessoires sans fil

Utilisez les accessoires sans fil Cochlear (mini-microphone, émetteur audio TV, kit main-libre) pour recevoir des sons dans votre processeur de son, via une connexion sans fil.

REMARQUE

Avant de commencer à diffuser du son, vous devez d'abord appairer l'accessoire sans fil avec le processeur. Pour plus d'informations, consultez le mode d'emploi des accessoires sans fil Cochlear.



REMARQUE

Vous utilisez les commandes de votre kit main-libre pour passer et recevoir des appels.






Appuyez longuement sur le bouton du haut pour commencer à diffuser le son de votre mini-microphone ou émetteur audio TV.

Appuyez brièvement pour désactiver le processeur.

Bleu : L'accessoire sans fil diffuse du son.

Vert : les microphones sont activés.



Pression longue : marche
Pression brève : arrêt

CONSEIL

Appuyez longuement une nouvelle fois pour passer à l'accessoire sans fil appairé suivant.



Branchement d'accessoires audio (CP910 uniquement)



Ouvrez précautionneusement le cache de la prise accessoire.



Insérez le connecteur de l'accessoire dans la prise accessoire.



Insérez l'extrémité opposée du câble de l'accessoire dans un appareil compatible (ex. un lecteur MP3).

CONSEIL

Lorsque les accessoires audio à brancher sont connectés, vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton du haut pour commuter entre les accessoires audio et les microphones.



Boucle à induction

Écoute de boucles magnétiques et conversations téléphoniques avec la boucle à induction. Votre régleur peut configurer votre processeur de manière à vous permettre d'utiliser la boucle à induction manuelle ainsi que la boucle à induction automatique. La boucle à induction automatique détecte le signal de manière automatique. Lorsque vous utilisez un téléphone avec boucle à induction ou que vous entrez dans le champ d'une boucle magnétique, la boucle à induction automatique passe au mode « réception ». En l'absence de signal (par ex., si vous êtes hors de portée d'une boucle magnétique), la boucle à induction automatique passe au mode « veille » (pas de réception).

Appuyez brièvement sur le bouton du haut pour activer ou désactiver la boucle à induction manuelle.

Bleu : la boucle à induction est activée.

Vert : les microphones sont activés.



Pression
brève



UTILISATION

Témoins lumineux

Utilisation quotidienne

TÉMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATION
	Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des sons en provenance de la boucle à induction/de l'accessoire audio (si configuré par votre régleur).
	Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des sons en provenance des microphones (si configuré par votre régleur).
	Mise en marche et changement de programme. Le nombre de clignotements indique le numéro du programme actuel.
	Arrêt du processeur.

Verrouillage des boutons

TÉMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATION
	Verrouillage des boutons du processeur.
	Déverrouillage des boutons du processeur.
	Les boutons du processeur sont verrouillés.



Accessoires sans fil

TÉMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATION
	Accessoire sans fil appairé avec succès.

Boucle à induction/accessoires audio à brancher

TÉMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATION
	Commutation du microphone vers la boucle à induction/l'accessoire audio à brancher.
	Commutation de la boucle à induction/l'accessoire audio à brancher vers le microphone.

Alertes

TÉMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATION
	Le processeur clignote lorsque l'antenne est désactivée (ou connectée au mauvais implant).
	La batterie du processeur est déchargée. Rechargez la batterie.
	Défaillance. Contactez votre régleur. Reste allumé jusqu'à ce que le problème soit résolu.





Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear Now. And always, Nucleus et le logo en forme d'ellipse
sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2015

Hear now. And always

415010 ISS3

French translation of 402592 ISS7 MAR15