

Processeur Nucleus[®] 7

Guide rapide

- ✓ Premiers pas
- ✓ Référence rapide

CPI000



Hear now. And always



À propos de

Votre processeur Cochlear™ Nucleus® 7 (modèle : CP1000) fonctionne avec votre implant Cochlear et transmet les sons à votre oreille.



REMARQUE

Pour de plus amples informations et avertissements, reportez-vous au *mode d'emploi du processeur Nucleus 7*.

Processeur





Verrouillage/ déverrouillage de la batterie

Verrouillez la batterie sur l'unité de traitement pour éviter qu'elle ne se détache.



Tourner vers la gauche pour verrouiller/
vers la droite pour déverrouiller.

Assemblage/désassemblage de la batterie



Désassemblage




Assemblage

Le processeur s'active automatiquement.



Remplacement des piles jetables



1. Tournez la vis de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le cache-piles verrouillable (sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller).




2. Pour ouvrir, faites glisser le cache-piles.




3. Insérez deux piles jetables zinc-air 675 (PR44) neuves (ne pas utiliser de piles à l'oxyde d'argent ou alcalines), côté plat vers le haut.
4. Remplacez le cache-piles.
5. Le processeur s'active automatiquement.

Port de votre processeur



1. Positionnez le processeur sur votre oreille en laissant pendre l'antenne.



2. Déplacez l'antenne latéralement pour la positionner sur votre implant.



PRÉCAUTION

Si vous possédez deux implants, veillez à utiliser chaque processeur avec l'implant correspondant.

Mise en marche et arrêt

Pour procéder à la **mise en marche** :

- Connectez la batterie ou
- **Appuyez brièvement** sur le bouton.



Pour procéder à l'**arrêt** :

- Déconnectez la batterie, ou
- **Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé** pendant 5 secondes, jusqu'à ce qu'il se désactive.



REMARQUE

Le processeur s'éteint également automatiquement s'il ne communique pas avec l'implant pendant deux minutes (si configuré par votre régleur).

Changement de programme

Appuyez brièvement sur le bouton pour changer de programme.

Le nombre de bips ou de clignotements **verts** (selon la configuration choisie par votre régleur) indique le numéro du programme.



Diffusion d'un contenu audio

Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes, **puis relâchez-le** pour diffuser un contenu audio.

Bleu : diffusion audio depuis les accessoires sans fil/la boucle à induction.

Vert : réception de sons en provenance des microphones.



Appuyez à nouveau pendant 2 secondes puis relâchez

si vous devez basculer vers la
prochaine source audio :

**PREMIÈRE
PRESSION**

Boucle à induction (si configurée)

**DEUXIÈME
PRESSION**

Premier accessoire sans fil appairé





**TROISIÈME
PRESSION...**

Accessoire sans fil appairé
suivant...




Appuyez brièvement sur le
bouton pour arrêter la diffusion et
revenir aux paramètres précédents.

Témoins lumineux

Utilisation quotidienne

| TÉMOIN LUMINEUX | SIGNIFICATION |
|---|---|
|  | Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des sons en provenance des microphones (mode enfant uniquement). |
|  | Mise en marche et changement de programme. Le nombre de clignotements indique le numéro du programme en cours d'utilisation. |
|  | Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des sons en provenance d'une source audio (mode enfant uniquement). |
|  | Arrêt du processeur. |

Alertes

| TÉMOIN LUMINEUX | SIGNIFICATION |
|---|--|
|  | Le processeur clignote lorsque l'antenne n'est pas positionnée en regard de l'implant (ou qu'elle est connectée au mauvais implant). |
|  | La batterie du processeur est déchargée. Remplacez la pile. |
|  | Panne. Contactez votre régleur. Reste allumé jusqu'à ce que le problème soit résolu. |

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus et le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2017

D817568 ISS2

French translation of 592756 ISS2 APR17