

Phonak RemoteMic

Mode d'emploi



PHONAK
life is on

Sommaire

1. Bienvenue	5
2. Découvrir votre RemoteMic	6
2.1 Description de l'appareil	7
2.2 Information sur la compatibilité	8
2.3 Information sur la stabilité de la diffusion audio	9
3. Démarrage	10
3.1 Recharge de la batterie	10
3.2 Mise sous tension	12
3.3 Couplage de RemoteMic	13
3.4 Signification du témoin lumineux	16
4. Utilisation au quotidien	18
4.1 Préparation de l'appareil de diffusion	18
4.2 Connexion des appareils	19
4.3 Réglage du volume	21
4.4 Porter l'appareil	22
4.5 Suspendre et reprendre	24
4.6 Mise hors tension	25

5. Cas d'utilisation spéciaux	26
5.1 RemoteMic et appels téléphoniques	26
5.2 RemoteMic et télévision	27
5.3 Portée de la diffusion audio de RemoteMic	28
5.4 Utilisation du cordon de sécurité	29
5.5 Suppression de tous les couplages Bluetooth	30
6. Dépannage	31
7. Services et garantie	36
8. Informations sur la conformité	38
9. Informations et explication des symboles	42
10. Informations importantes pour la sécurité	47



Pour des informations détaillées sur le ComPilot, ComPilot II ou ComPilot Air II, telles que les fonctions, des explications sur le témoin lumineux, etc., veuillez vous reporter au mode d'emploi correspondant.

J'utiliserai le RemoteMic avec l'appareil de diffusion suivant :



ComPilot



ComPilot II



ComPilot Air II

1. Bienvenue

RemoteMic est un produit de qualité développé par la société Phonak, un des leaders mondiaux dans le domaine de la technologie auditive.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter au mieux de toutes les possibilités que votre système auditif peut vous offrir.

Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre audioprothésiste, ou visiter le site www.phonak.fr/remotemic

Phonak – et la vie s'exprime ! www.phonak.fr



Marque CE apposée : 2012


2. Découvrir votre RemoteMic

RemoteMic transmet sans fil la voix de l'orateur dans vos aides auditives, via l'appareil de diffusion Phonak.

Le système est composé de trois éléments :
le RemoteMic, vos aides auditives Phonak et un appareil de diffusion tel que Phonak ComPilot Air II.

Aides auditives

Orateur



ComPilot Air II*


RemoteMic



* Les appareils de diffusion Phonak ComPilot ou ComPilot II sont également compatibles

2.1 Description de l'appareil


- 1 Volume plus fort (🔊)
- 2 Volume plus faible (🔇)
- 3 Commutateur marche/arrêt (🔌)
- 4 Prise de recharge (mini-USB)
- 5 Ouverture du microphone
- 6 Témoin lumineux
- 7 Oeillet du cordon de sécurité
- 8 Clip de maintien



Accessoires

(Le contenu peut varier selon le pays)

- Doubleur mini-USB (1 entrée, 2 sorties)
- Cordon de sécurité amovible
- Étui de protection



2. Découvrir votre RemoteMic

Autres options d'accessoires

- Alimentation mini-USB Phonak (chargeur)
- Adaptateur de chargeur 12 V pour la voiture

2.2 Information sur la compatibilité

Un appareil de diffusion compatible est requis en plus de vos aides auditives sans fil.



Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par Phonak est faite sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

2.3 Information sur la stabilité de la diffusion audio

La portée de la connexion Bluetooth entre votre RemoteMic et un appareil de diffusion peut atteindre 20 mètres.

La portée peut être réduite si la transmission du signal est entravée par des obstacles tels que des cloisons ou des corps humains.

Les meilleurs résultats peuvent donc être obtenus en utilisant RemoteMic en vue directe de l'appareil de diffusion.

3. Démarrage


3.1 Recharge de la batterie

Votre RemoteMic est équipé d'un accumulateur rechargeable intégré, non démontable.

i Quand vous chargez votre RemoteMic pour la première fois, laissez-le en charge pendant au moins trois heures, même si le témoin lumineux est éteint ou passe au vert.

Pour le charger :


- Prenez le chargeur Phonak de l'appareil de diffusion.
- Branchez le chargeur dans une prise murale.
- Branchez la fiche mini-USB dans la prise mini-USB de RemoteMic.
- La durée type de la recharge est de 2 heures.
- La charge est terminée quand le témoin lumineux passe au vert continu.



Utilisation d'un seul chargeur pour deux appareils
Placez le doubleur mini-USB entre le chargeur et les appareils, comme indiqué ci-dessous.


Avec un appareil de diffusion :

les deux appareils peuvent être rechargés en même temps.



Avec TVLink II :

RemoteMic peut être rechargé en cours d'utilisation de TVLink II.




i Il est prudent de laisser RemoteMic en charge toute la nuit.

3. Démarrage

3.2 Mise sous tension

Pour mettre le RemoteMic en marche ou à l'arrêt, faites glisser le commutateur marche/arrêt.



Mode veille

Si aucun appareil de diffusion n'est détecté pendant plus de 30 minutes, RemoteMic passe en mode veille même s'il est toujours allumé.

Pour sortir du mode veille, éteignez RemoteMic et rallumez-le.

3.3 Couplage de RemoteMic

Avant la première utilisation de RemoteMic avec un appareil de diffusion, les appareils doivent être couplés.

i Si vous avez reçu RemoteMic et l'appareil de diffusion ensemble dans le même emballage, ils sont déjà couplés. Passez au chapitre 3.4.

Mise en mode de couplage de l'appareil de diffusion


Avec ComPilot Air II :

- Allumez l'appareil et appuyez sur le bouton d'augmentation du volume « **+** » simultanément.

Avec ComPilot II :

- Allumez d'abord l'appareil. Appuyez sur les boutons de connexion « **< >** » et d'augmentation du volume « **+** » simultanément pendant 2 secondes.

Le témoin lumineux bleu clignotant rapidement confirme que l'appareil de diffusion est en mode de couplage.







3. Démarrage

Mise en mode de couplage de RemoteMic

❗ Si RemoteMic n'a jamais été couplé, il sera automatiquement en mode de couplage pendant 30 minutes dès sa mise en marche. Un témoin lumineux clignotant rapidement en bleu l'indique.

Pour lancer manuellement le mode de couplage :

- Éteignez le RemoteMic.
- Appuyez et maintenez le bouton «  ».
- Allumez le RemoteMic tout en appuyant simultanément sur le bouton «  ».
- Relâchez le bouton «  » dès que le témoin lumineux commence à clignoter rapidement en bleu.
- Assurez-vous que l'appareil de diffusion et RemoteMic sont à moins d'1 mètre de distance.



RemoteMic restera en mode de couplage pendant deux minutes ou jusqu'à ce que le couplage soit terminé.

Achèvement du couplage

Attendez que les deux témoins lumineux s'allument en bleu continu. Ceci peut prendre jusqu'à 2 minutes, mais se produit généralement en quelques secondes.

- ① Vous n'avez besoin de coupler les appareils qu'une seule fois. Ils resteront couplés et se reconnecteront automatiquement après avoir été remis en marche, comme décrit au chapitre 4.2.


3. Démarrage








3.4 Signification du témoin lumineux

Informations en cours de fonctionnement









ou



	RemoteMic	Appareil de diffusion
Recherche d'appareils couplés	Vert continu 	
Diffusion audio	Bleu continu 	Bleu continu 
Mode pause	Clignotement bleu 	Clignotement bleu 
Mode couplage	Clignotement rapide bleu 	Clignotement rapide bleu 

Informations concernant la charge et la batterie de RemoteMic

Mise en marche		Vert pendant 2 secondes
Mise à l'arrêt		Rouge pendant 2 secondes
Recharge		Rouge continu
Charge complète avec le chargeur branché		Vert continu
Indication d'usure de la batterie		Clignotements rouges brefs supplémentaires
RemoteMic en mode Veille ou éteint		Le témoin lumineux n'est pas du tout allumé


i Arrêtez et remettez en marche RemoteMic pour quitter le mode veille.

4. Utilisation au quotidien

4.1 Préparation de l'appareil de diffusion

- Allumez l'appareil de diffusion.
- Portez l'appareil de diffusion comme indiqué.

Avec ComPilot ou
ComPilot II :



ComPilot Air II :



Pour plus d'informations sur les appareils de diffusion, veuillez consulter leur mode d'emploi.

4.2 Connexion des appareils

Les appareils se connectent automatiquement l'un à l'autre chaque fois qu'ils sont mis en marche.

- Assurez-vous que l'appareil de diffusion et RemoteMic sont à moins de 2 mètres de distance.
- Mettez RemoteMic et l'appareil de diffusion en marche.
- Les témoins lumineux deviennent verts.
- Attendez jusqu'à ce que les témoins lumineux des deux appareils s'allument en bleu continu. Ceci peut prendre jusqu'à 30 secondes, mais se produit généralement dans les 5 secondes.




i Si le témoin lumineux clignote rapidement en bleu après avoir mis RemoteMic en marche, ou si le témoin lumineux ne s'allume pas en bleu continu après deux minutes, recommencez les opérations de couplage du chapitre 3.3.

4. Utilisation au quotidien

Test fonctionnel

Avant d'utiliser le système, effectuez un test fonctionnel rapide en tapotant sur l'ouverture du microphone.






Vous devez entendre clairement ce bruit avec vos aides auditives.

- ❗ Il n'est généralement pas nécessaire d'être en vue directe entre RemoteMic et l'appareil de diffusion. En cas de fluctuations du signal audio, veuillez consulter le guide de dépannage du chapitre 6.



4.3 Réglage du volume

Pour modifier les réglages du volume de RemoteMic :

- Parlez dans RemoteMic à une distance de 20 cm.
- Utilisez les commandes de volume «  /  » pour régler le volume à un niveau agréable.





Pour ajuster le volume général des aides auditives et du RemoteMic, vous pouvez utiliser les boutons de volume de l'appareil de diffusion :

-  pour augmenter le volume
-  pour réduire le volume



or

Pour réduire les sons environnants

- Appuyez et maintenez le bouton «  » (2 s) pour une plus grande réduction.
- Appuyez et maintenez le bouton «  » (2 s) pour revenir au volume initial de l'aide auditive.



4. Utilisation au quotidien

❶ Le réglage du volume de RemoteMic sera sauvegardé, même après avoir arrêté l'appareil.

❶ S'il ne vous convient pas, votre audioprothésiste peut modifier le niveau sonore des microphones de vos aides auditives quand vous les utilisez avec RemoteMic.


4.4. Porter l'appareil

- Appuyez légèrement sur le clip pour l'ouvrir.
- Assurez-vous que RemoteMic est fixé en toute sécurité sur un de vos vêtements, comme indiqué sur l'image.
- Pour éviter les bruits de frottement pendant l'utilisation de RemoteMic, ne le recouvrez pas avec des vêtements.



Distance entre RemoteMic et les lèvres de l'orateur :

- Les meilleurs résultats sont obtenus à une distance de 20 cm.
- Ne pas dépasser une distance de 50 cm.





ⓘ Plus le bruit environnant est élevé et plus RemoteMic doit être rapproché des lèvres de l'orateur.

ⓘ Ne portez pas l'appareil avec un cordon autour du cou pendant la diffusion audio. Les bruits de frottement risqueraient de perturber l'écoute.


4. Utilisation au quotidien


4.5 Suspendre et reprendre

Pour interrompre momentanément la transmission audio de votre appareil de diffusion, pressez le bouton principal «  ».




Lors de la pause :

- Les témoins lumineux clignotent en bleu sur les deux appareils.
- Vos aides auditives reviendront dans leur plus récent programme auditif.
- Pour reprendre la diffusion audio, appuyez à nouveau sur le bouton principal de l'appareil de diffusion «  ».

 Les programmes de l'aide auditive ne peuvent pas être modifiés lors de la diffusion audio ou s'ils sont en pause.

4.6 Mise hors tension

Pour arrêter complètement la transmission de RemoteMic, mettez-le à l'arrêt en déplaçant le commutateur marche/arrêt en position arrêt.




Arrêtez RemoteMic quand vous ne l'utilisez pas.

5. Cas d'utilisation spéciaux

5.1 RemoteMic et appels téléphoniques

- ❶ Les appels téléphoniques via Bluetooth ont toujours priorité sur la diffusion audio de RemoteMic.

Si l'appareil de diffusion est couplé et connecté à votre téléphone portable, vous pourrez toujours recevoir des appels téléphoniques même si vous utilisez RemoteMic. En cas d'appel entrant, l'appareil de diffusion interrompt automatiquement la transmission du signal audio en provenance de votre RemoteMic dans vos aides auditives et transmet le signal de votre téléphone portable.




Pour accepter un appel entrant, pressez brièvement le bouton principal des appareils de diffusion « ■ » quand vous entendez la sonnerie dans vos aides auditives. Pressez à nouveau le bouton principal « ■ » pour mettre fin à l'appel.

5.2 RemoteMic et télévision

Pour bénéficier d'un son stéréo de grande qualité en provenance de votre téléviseur, nous vous recommandons d'utiliser la station de base dédiée **Phonak TVLink II**.

Au cas où un câble de connexion ne serait pas disponible, ou en voyage, RemoteMic peut être utilisé pour améliorer la qualité sonore de la télévision.




Station de base
TVLink II

5. Cas d'utilisation spéciaux

Pour obtenir les meilleurs résultats :

- Localisez le haut-parleur du téléviseur.
- Placez RemoteMic à 20 cm du haut-parleur.
- Pensez à laisser le chargeur branché pendant que vous regardez la télévision.



RemoteMic 

5.3 Portée de la diffusion audio de RemoteMic

La portée de RemoteMic est de 20 m. Une vue directe entre l'appareil de diffusion et RemoteMic n'est pas nécessaire. Des interférences dues aux cloisons, aux meubles et aux corps humains peuvent réduire la portée de fonctionnement.


Si RemoteMic se déplace hors de portée de l'appareil de diffusion, la transmission audio sans fil sera interrompue, voire arrêtée. Ramenez RemoteMic à portée de l'appareil de diffusion pour reprendre la diffusion audio dans vos aides auditives.

Le rétablissement de la diffusion audio peut prendre jusqu'à 10 secondes.

❗ Si la diffusion audio a été interrompue pendant plus de 30 minutes, il peut être nécessaire d'arrêter RemoteMic et de le remettre en marche.

5.4 Utilisation du cordon de sécurité



Vous pouvez utiliser le cordon de sécurité comme indiqué, pour transporter l'appareil :




5. Cas d'utilisation spéciaux

5.5 Suppression de tous les couplages Bluetooth

Si vous rencontrez des difficultés avec l'un des appareils couplés, ou si un appareil ne se connecte plus à votre RemoteMic, vous devrez peut-être envisager de supprimer tous les couplages de RemoteMic.

- Mettez RemoteMic en marche tout en enfonçant le bouton «  ».
- Relâchez le bouton «  » après 10 secondes, quand les indicateurs clignotants bleus passent au vert.



En supprimant les couplages des appareils Bluetooth, vous ne pourrez plus vous connecter à aucun des appareils Bluetooth précédemment couplés. Vous devrez recommencer le processus de couplage (voir section 3.3) si vous voulez vous reconnecter.

i Le témoin lumineux commencera à clignoter rapidement en bleu pendant quelques secondes après avoir supprimé les couplages (mode de couplage automatique).

6. Dépannage

Ce guide est un résumé des questions les plus fréquentes posées à propos de RemoteMic et de leurs réponses.

Causes

Que faire ?

Je n'entends pas le son provenant de RemoteMic

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ Un ou tous les appareils sont arrêtés■ RemoteMic est en mode pause (clignotement bleu)■ La distance entre l'appareil de diffusion et RemoteMic est trop grande■ Un obstacle gêne la transmission | <ul style="list-style-type: none">■ Veillez à ce que tous les appareils (RemoteMic, appareil de diffusion, aides auditives) soient en marche et parfaitement opérationnels■ Pressez brièvement le bouton principal de l'appareil de diffusion pour reprendre la diffusion audio■ Rapprochez les deux appareils l'un de l'autre. La distance maximale à l'extérieur est de 20 mètres■ Pour éviter des interruptions de la diffusion audio, assurez-vous de porter l'appareil de diffusion correctement et de laisser RemoteMic à sa portée■ Selon la nature de l'obstacle (corps humain par exemple), il peut être nécessaire d'être en vue directe de l'appareil de diffusion |
|---|---|

6. Dépannage

Causes

Que faire ?

J'entends des coupures pendant la transmission audio

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ L'appareil RemoteMic est trop éloigné de l'appareil de diffusion ou la transmission est gênée par un obstacle (corps humain, par exemple)■ L'appareil de diffusion recherche d'autres appareils couplés pendant 2 minutes après sa mise en marche | <ul style="list-style-type: none">■ Ne dépassez pas la portée maximale et modifiez l'orientation des appareils■ Après 2 minutes, l'appareil de diffusion cessera de chercher d'autres appareils et les coupures disparaîtront |
|--|--|



Le volume sonore ne convient pas pendant la diffusion audio (trop faible ou trop fort)

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Les volumes sonores ne sont pas réglés correctement | <ul style="list-style-type: none">■ Ajustez le volume sonore à l'aide des boutons de RemoteMic et de l'appareil de diffusion |
|---|--|

Causes

Que faire ?

Il y a trop de bruit, je n'arrive pas à comprendre l'orateur

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">■ Les microphones de vos aides auditives sont réglés trop forts | <ul style="list-style-type: none">■ Réduisez le volume de l'aide auditive en appuyant longuement sur le bouton «  » de l'appareil de diffusion■ Placez RemoteMic plus près des lèvres de l'orateur (20 cm)■ Augmentez le volume sonore de RemoteMic à l'aide de son bouton «  » |
| <ul style="list-style-type: none">■ RemoteMic frotte sur les vêtements de l'utilisateur | <ul style="list-style-type: none">■ Assurez-vous que RemoteMic est fermement fixé. Les vêtements ne doivent pas recouvrir RemoteMic |
| <ul style="list-style-type: none">■ Vos aides auditives sont mal réglées | <ul style="list-style-type: none">■ Veuillez demander à votre audioprothésiste d'ajuster vos aides auditives |

6. Dépannage

Causes

Que faire ?

RemoteMic n'est plus reconnu par l'appareil de diffusion avec lequel il a été précédemment couplé

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ Après 2 minutes de recherches infructueuses, l'appareil de diffusion cesse de rechercher des appareils pour économiser l'énergie■ Les appareils sont trop éloignés l'un de l'autre■ RemoteMic peut être couplé au maximum à 4 appareils Bluetooth différents. Si la mémoire interne est pleine, le cinquième couplage supprimera et remplacera le premier■ Le couplage n'a jamais été fait ou a été supprimé | <ul style="list-style-type: none">■ Éteignez l'appareil de diffusion. Attendez jusqu'à ce que le témoin lumineux rouge s'éteigne, puis remettez l'appareil en marche■ Rapprochez les appareils à 1 mètre de distance et réessayez■ Répétez le processus de couplage entre les appareils■ Répétez le processus de couplage entre les appareils |
|---|--|

Le témoin lumineux ne vire pas au bleu continu

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">■ RemoteMic et l'appareil de diffusion ne sont pas couplés | <ul style="list-style-type: none">■ Terminez le couplage comme décrit à la section 3.3 |
|--|--|

Causes

Que faire ?

Le témoin lumineux bleu clignote rapidement sur RemoteMic

- RemoteMic n'a jamais été couplé et est toujours en mode de couplage
- Terminez le couplage comme décrit à la section 3.3

Le témoin lumineux ne vire pas au bleu continu

- RemoteMic et l'appareil de diffusion ne sont pas couplés
- Portez l'appareil de diffusion autour du cou et branchez correctement le collier inductif
- L'appareil de diffusion n'est pas programmé correctement pour vos aides auditives
- Demandez à votre audioprothésiste de grouper votre appareil de diffusion et vos aides auditives

La recharge dure plus longtemps que d'habitude

- L'appareil a été utilisé pendant la recharge
- Il est possible de recharger l'appareil en cours d'utilisation, mais ceci augmente de 30 % le temps de recharge
- Le chargeur fournit un courant de charge insuffisant
- N'utilisez que des chargeurs approuvés par Phonak

7. Services et garantie

7.1 Garantie locale

Veuillez vous renseigner auprès de l'audioprothésiste chez qui vous avez acheté votre appareil de diffusion et votre RemoteMic, sur les termes de la garantie locale.

7.2 Garantie internationale

Phonak offre une garantie internationale limitée d'un an, valable à compter de la date d'achat. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication et les pièces défectueuses. La garantie ne peut s'appliquer que sur présentation de la preuve d'achat.

La garantie internationale n'aliène aucun des droits légaux dont vous pouvez bénéficier selon votre législation nationale régissant la vente de produits de consommation.

7.3 Limitation de la garantie

Cette garantie ne couvre pas les dommages dus à une manipulation ou un entretien inadaptés, l'exposition à des produits chimiques, l'immersion dans l'eau ou une sollicitation excessive. La garantie est nulle et caduque en cas de dommages causés par un tiers ou par un centre de service non autorisé. Cette garantie ne couvre aucun des services fournis par l'audioprothésiste dans son cabinet.

Numéro de série :

Audioprothésiste agréé
(cachet/signature) :

Date d'achat :

8. Informations sur la conformité

Déclaration de conformité

Par la présente, Phonak AG déclare que ce produit Phonak répond aux exigences essentielles de la directive Équipement Radio 2014/53/CE. Le texte complet de la déclaration de conformité est disponible sur www.phonak.com

Australie/Nouvelle-Zélande :



R-NZ

Indique qu'un produit respecte les dispositions réglementaires du RSM (Radio Spectrum Management) et de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority) pour la vente en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'étiquette de conformité R-NZ est destinée aux produits radiophoniques sur le marché néo-zélandais ayant le niveau de conformité A1.

Information 1 :

Cet appareil est en conformité avec la section 15 des règlements FCC et avec la norme RSS-210 de l'industrie du Canada. L'utilisation est soumise aux conditions suivantes :

- 1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nocives, et
- 2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant engendrer un fonctionnement indésirable.

Information 2 :

Tout changement ou modification fait(e) à cet appareil et non expressément approuvé(e) par Phonak peut annuler l'autorisation pour l'utilisateur de faire fonctionner cet appareil.

8. Informations sur la conformité

Information 3 :

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues pour un appareil numérique de catégorie B défini par la section 15 du règlement de la FCC et de l'ICES-003 de l'industrie du Canada.

Ces limitations sont stipulées aux fins de procurer une protection raisonnable contre les interférences gênantes en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec les instructions dont il fait l'objet, peut causer des interférences gênantes sur les communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil produit des interférences gênantes sur les réceptions radio et télévisées, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à tenter de les supprimer avec une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Connecter l'appareil à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Contacter le revendeur de l'appareil ou un installateur radio/TV qualifié.

Information 4 :

Exposition aux radiations radiofréquences

Cet appareil est conforme aux limitations FCC/IC concernant l'exposition aux radiations dans un environnement non contrôlé. Les utilisateurs doivent suivre les instructions d'utilisation pour se conformer aux normes d'exposition aux radiofréquences. L'émetteur ne doit pas être placé au voisinage d'un autre émetteur ou d'une autre antenne, ni être utilisé en conjonction avec eux.

Information 5 :

Conformité avec les lois japonaises relatives aux radiofréquences et aux télécommunications. Cet appareil est accordé conformément à la loi japonaise relative aux radiofréquences (電波法) et à la loi japonaise relative aux télécommunications (電気通信事業法).

Cet appareil ne doit pas être modifié (auquel cas le numéro de désignation attribué deviendra nul).

Des informations plus détaillées se trouvent dans la fiche technique qui peut être téléchargée à partir de <http://www.phonak.com/remotemic>

9. Informations et explication des symboles



Avec le symbole CE, Phonak AG confirme que ce produit Phonak satisfait aux exigences de la directive Équipement Radio 2014/53/CE.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur lise et tienne compte des informations importantes de ce mode d'emploi.



Ce symbole indique qu'il est important que l'utilisateur veille aux informations importantes relatives à la sécurité signalées dans ce mode d'emploi.



Information importante pour la manipulation et la sécurité du produit.

Conditions de fonctionnement

Sauf indication contraire signalée dans ce mode d'emploi, le produit est conçu de telle sorte qu'il fonctionne sans problèmes ni restrictions s'il est utilisé comme prévu.



Température de transport et de stockage :

-20° à +60° Celsius

(-4° à +140° Fahrenheit)

Température de fonctionnement :

0° à 55° Celsius

(+32° à +131° Fahrenheit).



Conservez au sec.

9. Informations et explication des symboles



Humidité de transport : jusqu'à 90 %
(sans condensation)

Humidité de stockage : de 0 % à
70 %, s'il n'est pas en service.



Pression atmosphérique :
200 hPa à 1 500 hPa.



Désigne le fabricant d'appareils,
comme défini dans la directive
européenne 93/42/CEE.



Marque japonaise pour un
équipement radio certifié.



Le symbole représentant une poubelle barrée indique que cet appareil, quand il sera usagé ou s'il est inutilisé, ne devra pas être considéré comme un déchet ménager mais rapporté aux points de collecte pour le recyclage des équipements électroniques, ou donné à votre audioprothésiste qui le jettera de façon appropriée. Éliminer ce produit dans les règles protégera l'environnement et la santé. Ce produit contient une batterie intégrée non remplaçable. Ne tentez pas d'ouvrir ce produit ni de retirer sa batterie, car cela risquerait de provoquer des blessures et d'endommager l'appareil. Veuillez contacter votre centre de recyclage local pour retirer la batterie.

9. Informations et explication des symboles



Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG Inc. et toute utilisation de telles marques par Phonak est faite sous licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

10. Informations importantes pour la sécurité

Les pages suivantes contiennent des informations importantes pour la sécurité.

Identification des risques

- ⚠ Laissez cet appareil hors de portée des enfants, des personnes ayant des problèmes mentaux ou des animaux domestiques.
- ⚠ Les appareils Phonak peuvent générer des champs magnétiques. Des tests effectués par Phonak ont indiqué l'absence d'interférences avec les dispositifs implantables (par ex., stimulateurs cardiaques, défibrillateurs, etc.) pouvant affecter l'utilisation sûre et efficace des dispositifs implantables. Les utilisateurs de dispositifs implantables doivent contacter leur médecin et/ou le fabricant du dispositif implantable avant de commencer à utiliser un appareil Phonak. Arrêtez d'utiliser l'appareil Phonak en cas d'influence de celui-ci sur le dispositif implantable et contactez le fabricant du dispositif implantable pour obtenir des conseils.

10. Informations importantes pour la sécurité

- ⚠ Utilisez exclusivement des aides auditives qui ont été spécialement programmées pour vous par votre audioprothésiste.
- ⚠ Pour des raisons de sécurité, utilisez exclusivement des chargeurs fournis par Phonak ou des chargeurs stabilisés dans la classe 5 VDC, 250 mA min.
- ⚠ Ne rechargez pas RemoteMic à partir du port USB d'un ordinateur. Ceci risquerait d'endommager l'appareil.
- ⚠ Des changements ou des modifications de l'un de ces appareils, non expressément approuvés par Phonak, ne sont pas autorisés.
- ⚠ Des appareils externes ne peuvent être connectés que s'ils ont été testés selon les normes CEXXXXX correspondantes. Utilisez exclusivement des accessoires approuvés par Phonak AG pour éviter tout risque d'électrocution.
- ⚠ Le port mini-USB doit être utilisé exclusivement pour l'objet auquel il est destiné.

-
- ⚠ Ce produit contient une batterie intégrée non remplaçable. Ne tentez pas d'ouvrir ce produit ni de retirer sa batterie, car cela risquerait de provoquer des blessures et d'endommager l'appareil.

 - ⚠ Utiliser les câbles de l'appareil de manière contraire à leur usage prévu (par ex. porter le câble USB autour du cou) peut provoquer des blessures.

 - ⚠ Éliminez les composants électroniques conformément aux réglementations locales de Phonak AG.

 - ⚠ N'utilisez pas l'appareil dans des zones explosives (en présence d'anesthésiques inflammables, dans des mines ou zones industrielles avec un risque d'explosion, dans un environnement riche en oxygène) ou dans les lieux où il est interdit d'utiliser des appareils électroniques.

10. Informations importantes pour la sécurité

Informations sur la sécurité du produit

- ① Quand l'appareil n'est pas utilisé, éteignez-le et conservez-le en lieu sûr.
- ① Protégez les connecteurs, prises, prise de recharge et chargeur contre les poussières et les impuretés.
- ① Protégez l'appareil contre l'humidité excessive (bain, natation), la chaleur (radiateur, tableau de bord de voiture) et le contact direct avec la peau lorsque vous transpirez (muscultation, exercice, sport).
- ① Ne faites pas tomber l'appareil ! Un choc sur une surface dure pourrait l'endommager.
- ① Nettoyez les appareils à l'aide d'un tissu humide. N'utilisez jamais de produits de nettoyage domestiques (lessive en poudre, savon, etc.) ou d'alcool pour les nettoyer. N'utilisez jamais de four à micro-ondes ou autre appareil chauffant pour faire sécher aucun des appareils.

-
- ① La technologie de transmission inductive à codage numérique utilisée dans ces appareils est très fiable et ne subit en principe aucune interférence produite par d'autres appareils. Il faut cependant noter qu'il peut être nécessaire d'éloigner l'appareil d'au moins 60 cm d'un équipement informatique, de systèmes électroniques importants ou autres sources de champs électromagnétiques puissants, pour assurer son fonctionnement correct.

 - ① Un examen médical ou dentaire spécial incluant des radiations selon la description ci-dessous peut affecter le bon fonctionnement de votre appareil. Retirez-le et laissez-le en-dehors de la salle/zone d'examen avant de subir :
 - Un examen médical ou dentaire avec des radios (aussi nommées TDM).
 - Un examen médical avec IRM/IRMN, générant des champs magnétiques.

 - ① Conservez l'appareil à une distance d'au moins 10 cm de toutes sortes d'aimants.

10. Informations importantes pour la sécurité

Autres informations importantes

- RemoteMic est un appareil compatible Bluetooth 2.1. Sa technologie de transmission sans fil n'est pas limitée aux appareils de diffusion Phonak, mais elle est optimisée pour ces appareils de diffusion.
- L'emploi de RemoteMic avec des appareils de diffusion d'une autre marque que Phonak n'est pas garanti par Phonak.
- Les appareils électroniques de forte puissance, les systèmes électroniques importants et les structures métalliques peuvent affecter et réduire significativement la portée de fonctionnement.

Notes

Notes



Phonak AG
Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa
Suisse

www.phonak.fr

