


Système auditif à ancrage osseux

Ponto 4


Open Sound. Open Life*



Conçu pour

iPhone | iPad | iPod

**Un paysage sonore ouvert sur 360°*



oticon
MEDICAL

Découvrez la révolution du son à 360° et le futur de l'audition connectée



La plateforme
Velox S™ – vitesse
et puissance



OpenSound Navigator™
– son à 360°

Une véritable révolution dans les solutions à ancrage osseux

Les utilisateurs d'aides auditives du monde entier ont déjà vu leurs vies changer grâce à la technologie révolutionnaire d'Oticon Opn™ et d'Oticon Opn S™. Pour la première fois, celle-ci est maintenant mise à la disposition des utilisateurs d'aides auditives à ancrage osseux. Cette technologie unique offre un accès constant au son à 360° et laisse votre cerveau décider sur quoi se concentrer. Le résultat ? Un paysage sonore complet et ouvert.



La plus petite aide auditive
à ancrage osseux au monde*
– 27 % plus petite que notre
génération précédente

Connexion sans
fil de 2,4 GHz

La première aide auditive à ancrage
osseux au monde connectée à Internet**

Une compacité incroyable

Ponto 4 est le plus petit dispositif à ancrage osseux du marché et offre une performance fiable et un design discret.

Et entièrement sans fil

Ponto 4 peut se connecter à tous vos appareils électroniques préférés, ainsi qu'à l'application Oticon ON et au réseau IFTTT. Il peut également se connecter à tout appareil doté d'une connexion Internet, et notamment aux appareils ménagers, aux programmes de messagerie électronique et bien plus encore.

**Données consignées au dossier d'Oticon Medical*

***À l'aide de l'application Oticon ON et du réseau IFTTT*




Profitez d'un son ouvert avec Ponto 4


Présentation de la technologie révolutionnaire OpenSound Navigator™

Avec Ponto 4, les stratégies traditionnelles de traitement des sons sont reléguées au passé. La puce unique et innovante du Ponto 4 traite le son 50 fois plus rapidement* et offre un accès constant au son sur 360 degrés.

Dans ce paysage sonore plus complet et ouvert, vous choisissez les sons sur lesquels vous souhaitez vous concentrer, même dans les environnements bruyants.


**Par rapport à la plateforme Inium Sense*






OpenSound Navigator

– 3 étapes en une fraction de seconde



1 : Analyse

Scanne l'environnement sonore sur 360° plus de 100 fois par seconde pour identifier et séparer le bruit de la parole.



2 : Balance

Réduit rapidement les niveaux de bruit élevés provenant de directions spécifiques, tout en préservant la parole.



3 : Débruitage

Atténue rapidement le bruit résiduel, même celui entre les mots.

La première aide auditive à ancrage osseux véritablement connectée au monde



Véritablement connectée

Ponto 4 est bien plus qu'une simple aide auditive : il s'agit d'une technologie portable qui vous permet de vous connecter à vos appareils préférés.

Elle fait appel à la technologie 2,4 GHz. Il s'agit en outre de la première aide auditive à ancrage osseux connectée à Internet au monde.*

Mais ses avantages ne s'arrêtent pas là. La puce du Ponto 4 est conçue de façon à s'adapter à l'évolution rapide de la technologie dans le domaine des soins auditifs. Ainsi, vous pourrez rester connecté à l'avenir.

**À l'aide de l'application Oticon ON et du réseau IFTTT.*



Connectée à IFTTT - L'Internet des Objets

Grâce aux fonctions uniques de connexion d'Oticon, Ponto 4 et l'application Oticon ON peuvent se connecter à d'autres appareils et services dotés d'une connexion Internet.

Par exemple :

- Recevez une alerte vocale lorsque quelqu'un sonne à la porte
- Recevez un texto lorsque la pile est déchargée
- Activez le programme « maison » lorsque vous passez le seuil de la porte

Consultez oticon.fr pour explorer tout un monde d'opportunités.

Une connexion sans fil vers votre téléphone et vos appareils préférés



Made for iPhone*

Ponto 4 se connecte directement à votre iPhone® afin que vous puissiez parler au téléphone et entendre la conversation dans votre aide auditive. Vous pouvez également diffuser de la musique directement depuis votre téléphone sans aucun autre appareil supplémentaire.

**Conçu pour iPhone.*

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

Pilotez votre Ponto 4 avec l'application Oticon ON

L'application Oticon ON vous permet de régler le volume ou de changer de programme discrètement, d'utiliser la fonction « Trouver mes aides auditives », d'accéder à l'Internet des Objets et bien plus encore.

Téléchargez l'application gratuite sur l'App Store® et sur Google Play™



Pour plus d'informations sur la compatibilité, veuillez consulter : www.oticonmedical.com/wireless-compatibility

Accessoires sans fil

Utilisez votre Ponto 4 dans bien d'autres situations :

- **ConnectClip** – Transformez votre Ponto 4 en écouteur sans fil (kit mains libres) avec tout smartphone
- **Adaptateur TV 3.0** – Regardez la télévision et écoutez de la musique avec votre Ponto 4
- **Télécommande 3.0** – Réglez le volume et changez de programme



ConnectClip



Télécommande 3.0



Adaptateur TV 3.0

L'aide auditive à ancrage osseux la plus petite au monde

Une solution éprouvée, parée pour le quotidien

Le Ponto 4 fournit les normes renommées de la qualité Ponto dans le plus petit format jamais créé. Il a fait l'objet de tests approfondis afin de répondre à des normes élevées de durabilité et de fiabilité, et notamment à la norme exigeante IP 57 de résistance à l'eau et à la poussière.





Fonctions :

- Témoin lumineux à LED
- Logement de pile de sécurité
- Couplage robuste à ressort métallique
- Housses et autocollants de personnalisation



Beige chrome
C090



Terracotta
C094



Marron
C093



Pour découvrir ce que Ponto 4 peut faire pour vous,
consultez votre audioprothésiste ou rendez-vous sur :
www.oticonmedical.fr



Gris foncé
C092



Noir diamant
C063



Argent
C044

Ponto 4 personnalisé pour vous


Autocollants et housses de protection

Changez l'apparence de votre aide auditive Ponto 4 et exprimez votre personnalité en l'ajustant, à l'aide d'une large gamme d'autocollants et de housses de protection, à votre look.



Couleurs des housses

Échelle 1:1



Autocollants



Because sound matters*

Oticon Medical est une société internationale spécialisée dans les systèmes auditifs implantables. Notre objectif est de permettre à tous les utilisateurs d'accéder au monde merveilleux du son, à chaque étape de leur vie. Grâce à notre appartenance au groupe Demant, leader mondial dans les solutions auditives avec 14 500 employés dans plus de 130 pays, nous avons accès à l'une des équipes de recherche et développement les plus performantes au monde, et nous bénéficions des dernières avancées technologiques et connaissances issues de la recherche dans l'audition.

Nos compétences résultent de plus d'un siècle d'innovations dans le domaine de l'audiologie et de décennies d'expérience pionnière en matière d'implant auditif. Notre proximité avec les patients et notre étroite collaboration avec les médecins et les professionnels de l'audition nous permettent de garantir que chaque produit créé intègre les besoins et les attentes des utilisateurs. Nous nous engageons à offrir des solutions auditives innovantes et le service associé, contribuant à améliorer la qualité de vie des patients, quel que soit leur mode ou style de vie. Parce que nous considérons la valeur que représente chaque son.



*Parce que chaque son a de la valeur.

 **Oticon Medical AB**
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Tel: +46 31 748 61 00

206184FR / 2019.05